



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.

www.rhino-performance.com

hola@rhino-performance.com

WhatsApp: 55 1839 3224

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN



RHINO
P E R F O R M A N C E
MÁQUINA DE MASAJE MECÁNICA (PISTOLA DE MASAJE)

MODELO:

RHINO GUN PRO

Lea este instructivo completamente antes de usar.
Conserve este instructivo para futuras referencias.

GRACIAS POR ELEGIR RHINO PERFORMANCE

ESTE EQUIPO FUE CREADO PARA AYUDARTE A SENTIRTE MEJOR
DESPUÉS DEL EJERCICIO, DE UN ENTRENAMIENTO INTENSO
O SIMPLEMENTE TRAS UN DÍA LARGO.

RELAJA TUS MÚSCULOS, REDUCE LA TENSIÓN Y RECUPÉRATE
COMO UN PROFESIONAL, DESDE TU CASA.
EN RHINO PERFORMANCE DISEÑAMOS PRODUCTOS PENSADOS
PARA QUE CUIDES TU CUERPO Y RINDAS AL MÁXIMO.
LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL ENTRENAMIENTO.



Advertencias importantes de seguridad

Al usar el dispositivo eléctrico se deben tomar en cuenta siempre las siguientes indicaciones básicas de seguridad.

- El dispositivo no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Siempre utilice el dispositivo con el mismo voltaje y frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.
- No utilice el dispositivo con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para evitar el riesgo de corto circuito.
- No deje el dispositivo funcionando cuando no haya gente.
- No utilice el dispositivo si está mojado, dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- No utilice el dispositivo si presenta alguna de sus piezas dañadas.
- Si el dispositivo no está funcionando de manera correcta llame a un electricista o a un centro de servicio para su revisión y reparación de este, no intente repararlo usted mismo.
- No exponga el dispositivo ni ninguna de sus piezas a la lluvia, la humedad o a ningún otro líquido.
- Este dispositivo no debe usarse en lugares húmedos o con agua, como baños, saunas o piscinas. En donde el aparato pueda resultar afectado.
- No instale el dispositivo en zonas en donde pueda estar expuesto a:
 1. Fuentes de calor tales como radiadores, emisor de calor, estufas o algún otro producto que produzca calor.
 2. Luz solar directa.
 3. Exceso de polvo.
 4. Lugares encerrados o con poca ventilación.
 5. Superficies desniveladas.

- Apague el aparato y desconéctelo cuando no está en uso, antes de ensamblar o bien desensamblar sus piezas y cuando se va a limpiar.
- Evite el contacto con piezas en movimiento cuando el aparato esté en funcionamiento no arroje objetos en su interior y evite el contacto con alguna parte del cuerpo (ejemplo: dedos).
- No cubra las rejillas ni opere el aparato cerca de telas tales como cortinas.
- Siempre desconecte el aparato cuando se vaya a mover o a cambiar de posición.
- El uso de accesorios ajenos al aparato y no incluidos en el mismo pueden causar daños a personas o a propiedades.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o por personal calificado para evitar algún riesgo.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, asegúrese de estar al tanto de los siguientes contenidos. De lo contrario, podrían surgir lesiones o peligros.

Sobre los grupos de usuarios y partes del cuerpo

- Solo para adultos sanos, no recomendado para adultos mayores.
- Usar el producto únicamente en tejidos blandos del cuerpo sin causar dolor o molestias.
- No usar en la cabeza ni en partes duras o óseas del cuerpo.
- Pueden aparecer moretones independientemente de si el uso es controlado o no. Revise el área de masaje con frecuencia y deje de usarlo inmediatamente si hay signos de dolor o malestar. Si el dolor o la molestia persisten o no se alivian, busque atención médica de inmediato.
- Solo se puede usar en superficies de piel seca y limpia de partes del cuerpo, presionando y moviendo suavemente sobre la piel, sin permanecer en una sola zona por mucho tiempo.
- Mantenga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo alejados del eje y la parte posterior del cabezal de masaje, ya que podrían quedar atrapados y causar lesiones.
- No usar en zonas con poca cobertura muscular y cercanas a huesos, como: columna vertebral, cuello, cabeza, articulaciones, tibia, empeine del pie, dorso de la mano.
- No usar alrededor de las siguientes partes sensibles, órganos y el sistema nervioso central: ojos, dientes, implantes mamarios, prótesis, pecho, abdomen, columna vertebral, órganos reproductivos, etc.

- No usar en o cerca de zonas del cuerpo donde existan implantes, ya que podría afectar su funcionamiento o causar que se aflojen.
- No usar en áreas con sangrado local, heridas sin cicatrizar, infecciones locales, inflamación, etc.
- Personas con enfermedades subyacentes que no puedan proporcionar retroalimentación sobre la presión no deben usarlo.
- Personas con enfermedades subyacentes como trombosis no deben usarlo.
- Personas embarazadas o que hayan sido operadas recientemente no deben usarlo.
- Personas con insuficiencia cardíaca o caquexia no deben usarlo.
- No usar el producto en ninguna parte donde puedan ocurrir fracturas.
- Si el dolor persiste, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.
- Este producto no es un dispositivo médico y no está recomendado para uso médico.
- Verifique el dispositivo y el cable de conexión antes de usarlo. Si hay algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante o sus profesionales designados para evitar peligros.

Importante

Este producto no puede utilizarse en ninguna de las siguientes situaciones sin el consentimiento previo de un médico: embarazo, complicaciones de diabetes (como neuropatía o daño retinal), marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migraña, osteoporosis, hernia discal, espondilolistesis, rigidez articular espinal, cirugía reciente de reemplazo articular o DIU, agujas o placas metálicas, o cualquier problema relacionado con su salud física. Estas contraindicaciones no significan que no pueda usar el producto, pero asegúrese de consultar a un médico y recibir asesoramiento profesional antes de usarlo.

Sobre el funcionamiento del dispositivo

- Seleccione el cabezal de masaje más adecuado al usar el dispositivo.
- No coloque objetos en los orificios de ventilación.
- No sumerja el dispositivo ni permita que entre agua en los orificios de ventilación.
- Evite que el dispositivo se caiga o úselo correctamente.
- Verifique el dispositivo, la batería y el cargador antes de usarlo.
- No modifique el dispositivo para otros usos.

- No deje el dispositivo en funcionamiento o cargando sin supervisión.
- No use el dispositivo mientras se está cargando.
- No arroje el dispositivo al fuego.
- No lo use continuamente durante más de una hora; deje reposar el dispositivo durante 30 minutos antes del próximo uso.

Sobre la batería

- No sumerja la batería en agua ni la moje.
 - No cargue la batería en condiciones de calor extremo ni la use o almacene cerca de fuego o calentadores. Si hay fugas de la batería o un olor extraño, aléjela de llamas de inmediato.
 - No arroje la batería al fuego ni la caliente.
 - Está prohibido transportar o almacenar la batería con collares, horquillas u otros objetos metálicos.
 - Evite que los polos positivo y negativo de la batería entren en contacto con cables u objetos metálicos para prevenir cortocircuitos.
 - No use clavos u objetos punzantes para perforar la batería.
 - No golpee, pise, aplaste o lance la batería.
 - Está prohibido desarmar la batería de cualquier forma.
 - No coloque la batería en un microondas u olla a presión.
 - Si percibe un olor extraño, sobrecalentamiento, deformación, decoloración u otras anomalías, deje de usarla de inmediato. Si la batería está en uso o en carga, retírela del dispositivo o desconéctela del cargador de inmediato.
 - El indicador superior también muestra la presión aplicada: verde-amarillo-naranja-rojo.
- No se recomienda aplicar presión hasta que la luz roja aparezca.


PERFIL

Este masajeador muscular de amplitud variable es un dispositivo para la relajación de la fascia profunda. Puede usarse para aliviar la rigidez muscular, el dolor, reducir la fatiga y acelerar la circulación sanguínea, contribuyendo a una mejor salud de los tejidos blandos del cuerpo.

Propósito

- Masaje físico post-ejercicio.

Estructura principal del dispositivo




Instrucciones de uso

1. LA PISTOLA DE MASAJE DEBE TENER INSTALADA LA CABEZA DE MASAJE ANTES DEL PRIMER USO.

Para instalar la cabeza de masaje, sáquela del paquete, insértela en la ranura de la pistola de masaje y asegúrese de que quede bien ajustada.

Nota: La cabeza en forma de "U" debe colocarse correctamente para una instalación adecuada. Asegúrese de que la lengüeta esté en su lugar insertándola en la ranura. Si no está bien instalada, la cabeza de masaje podría desprenderse durante el uso. Al instalar o retirar, conéctela o desconéctela directamente sin girar.




2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón	Operación	Función
	Pulsación larga	Enciende el dispositivo mientras está apagado Apaga el dispositivo mientras está encendido
	Pulsar	En modo M1 o en estado de espera, aumenta la marcha En estado de espera del modo M2/M3/M4, el dispositivo funciona
	Pulsación larga	En modo espera, cambio de modo En estado de funcionamiento del modo M2/M3/M4, entra en el estado de espera
	Pulsar	En estado de funcionamiento del modo M1, reduce la marcha En estado de funcionamiento del modo M2/M3/M4, entra en el estado de espera
	Rotación	Amplitud "+" cuando el dispositivo está en espera o funcionamiento
	Rotación	"-" Amplitud cuando el dispositivo está en espera o funcionamiento

Aviso:

1. Cuando el dispositivo se enciende, inicia por defecto en el modo M1.
2. El cambio de modo solo puede hacerse en estado de espera (standby).
3. M1 es un modo de velocidad común (se puede ajustar de 0 a 6 niveles); los modos M2, M3 y M4 son modos fijos y no se pueden ajustar.
4. El dispositivo entrará automáticamente en estado de espera después de funcionar durante 10 minutos.
5. Se apaga automáticamente después de 60 segundos sin ninguna operación en estado de espera.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA:




4. AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO ARTICULADO:

- Rango de ajuste: 0° a 90° (rotación total).
- Método de ajuste:
 1. Localice el interruptor giratorio del brazo articulado en el lado izquierdo del equipo.
 2. Mantenga presionado el interruptor mientras gira el brazo manualmente hasta la posición deseada.
 3. Suelte el interruptor para fijar la nueva posición.

Nota:

- Asegúrese de que el equipo esté apagado o en modo seguro antes de realizar ajustes.
- No fuerce el brazo más allá del límite de 90° para evitar daños.

Interruptor giratorio de brazo de codo



MODO EXPLICACIÓN

Modo	Introducción	Aplicación	Características
M2	Modo incremental automático. 1500, 1700, 1900, 2100, 2300 y 2500 RPM funcionan durante 5 segundos respectivamente, ciclo y repetición. La pantalla OLED mostrará la velocidad en la que está. La pistola de masaje se apagará automáticamente en aproximadamente 10 minutos.	Relajación muscular y recuperación después del entrenamiento.	Velocidad inicial baja, la velocidad cambiará de la más baja a la más alta y se repetirá.

M3	<p>Modo decreciente automático. 2500, 2300, 2100, 1900, 1700 y 1500 rpm funcionan durante 5 segundos respectivamente, ciclo y repetición. La pantalla OLED mostrará la velocidad en la que está, La pistola de masaje se apagará automáticamente en aproximadamente 10 minutos.</p>	<p>Activación muscular antes del entrenamiento.</p>	<p>Velocidad inicial alta, la velocidad cambiará de la más alta a la más baja y se repetirá.</p>
M4	<p>Modo onda triangular. 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2200, 2100, 2000, 1900, 1800 funcionan durante 2 segundos respectivamente, ciclo y repetición. La pantalla OLED mostrará la velocidad en la que está. La pistola de masaje se apagará automáticamente en aproximadamente 10 minutos.</p>	<p>Para todas las necesidades.</p>	<p>La velocidad cambiará rápidamente.</p>

Instalación y reemplazo del cabezal de masaje

Antes de reemplazar un cabezal de masaje, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desenchufe el cabezal de masaje de la ranura de instalación. Aplique fuerza suavemente para desprender el cabezal de masaje. Adjunte el nuevo cabezal a la pistola de masaje insertando la lengüeta en la ranura y asegúrese de que esté fijo.



Cojín de aire

Puede usarse para: Relajar los músculos sensibles y adoloridos del cuerpo.



Copa

Puede usarse para: Áreas sensibles u óseas, ofreciendo un masaje cómodo y de uso general.



Pala

Puede usarse para: Omóplatos y bandas iliotibiales, realizando movimientos de arrastre y liberación de tensión.



Forma de U

Puede usarse para: Masajear ambos lados de la columna vertebral, el cuello, los hombros y el tendón de Aquiles.



Esfera de espuma

Puede usarse para: Recuperación profunda en grupos musculares grandes y en el abdomen, reduciendo molestias post-entrenamiento.



Plano

Puede usarse para: Masaje general en todo el cuerpo, ideal para la recuperación diaria.



Cabezal Luna

Puede usarse para: Relajar grandes áreas de fascia en brazos, piernas y otras zonas amplias del cuerpo.

Precauciones del dispositivo








- No utilice el dispositivo si presenta mal funcionamiento, ha sufrido daños por caídas o ha sido sumergido en agua. Devuélvalo al centro de servicio para revisión y reparación.
- No lo use en bañeras o duchas.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo exponga a ambientes de alta temperatura o humedad, ya que contiene una batería de litio. No lo cargue, use o almacene cerca de fuentes de calor o temperaturas extremadamente altas.
- No coloque el dispositivo en hornos microondas ni en recipientes a presión.
- Seleccione el cabezal de masaje que ofrezca el mejor efecto según sus necesidades.
- No obstruya ni cubra los orificios de ventilación del dispositivo con ningún objeto.
- No almacene el dispositivo en lugares inestables. Evite golpes o caídas del dispositivo y sus accesorios, ya que pueden causar lesiones o daños al dispositivo.
- Antes de cada uso, revise cuidadosamente la unidad principal, la carga de la batería, el cabezal de masaje, etc., para asegurar su correcto funcionamiento.
- No modifique o altere el dispositivo de ninguna manera.
- No deje el dispositivo cargando durante la noche ni desatendido durante la carga o el uso.
- No encienda el dispositivo mientras esté cargando. Desconecte el cargador una vez que la batería esté llena.
- Se recomienda comenzar el masaje en la intensidad más baja. Limite cada sesión a 10 minutos. Evite masajear la misma zona por más de 3 minutos para prevenir sobreestimulación muscular o lesiones.
- No use el dispositivo en exceso. Después de 30 minutos de uso continuo, déjelo reposar 10 minutos antes de reiniciarlo. De lo contrario, podría sobrecalentarse y reducir su vida útil.
- No use el dispositivo con las ventilaciones obstruidas. Manténgalas libres de pelusas, cabello u objetos que bloqueen el flujo de aire.
- No use el dispositivo bajo mantas o almohadas, ya que el sobrecalentamiento puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Evite usarlo sobre superficies blandas (como camas o sofás) que puedan bloquear las ventilaciones.
- Manténgalo alejado de cabello largo, ropa suelta o joyas.

- No lo opere en áreas donde se usen aerosoles o oxígeno.
- Use únicamente cabezales de masaje originales. Los de terceros pueden dañar el producto y anular la garantía.
- Suspenda su uso inmediatamente si el dispositivo se sobrecalienta o emite olores extraños.
- No enrolle el cable de carga alrededor del dispositivo al guardarlo.
- Al desconectar el cable, sujete el conector, no el cable. Además, evite hacerlo con las manos mojadas para prevenir descargas, cortocircuitos o incendios.
- No use el cable de carga si está dañado o mal conectado, ya que puede causar riesgos eléctricos.
- La zona donde se inserta el cabezal puede calentarse por la vibración de alta frecuencia. Tenga precaución al cambiarlo para evitar quemaduras.

Carga

- El dispositivo debe cargarse únicamente con el adaptador de energía incluido. No utilice adaptadores estándar de 5V. Si aparece el ícono " " en la pantalla, indica carga anormal; reemplace el adaptador.
- Cargue el dispositivo aproximadamente 3 horas antes del primer uso.
- Conecte el extremo del cable de carga al puerto TYPE-C en la base del dispositivo, y el otro extremo al adaptador incluido.

Indicadores de carga:

-  (parpadeando) + luz verde: El dispositivo está cargando.
-  (fijo) + luz apagada: Carga completa.
-  Batería baja, requiere carga.
-  Sobrecalentamiento de la batería. Espere 30 minutos antes de volver a usar.
-  /  /  Indica el voltaje del adaptador usado (5V/9V/12V).

Recomendaciones

- Evite descargar por completo la batería antes de recargar.
- Con carga completa, el dispositivo funciona hasta 3 horas (varía según la velocidad y la presión aplicada).

Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA:

- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cada limpieza.
- Espere a que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie el ventilador con un paño suave para retirar el polvo.
- No deje que el agua u otros líquidos ingresen al motor, ya que puede causar cortocircuito, incendio, descarga eléctrica y otros accidentes.
- No utilice líquidos limpiadores agresivos, alcohol isopropílico u otras soluciones químicas, ya que pueden dañar la carcasa y provocar el mal funcionamiento de la unidad.
- Almacene el dispositivo en un lugar fresco y seco si no lo va a usar por un tiempo prolongado.

Especificaciones técnicas

Estructura:

Los componentes principales incluyen la unidad de control, la pantalla de visualización, las cabezas de masaje y la batería de litio.

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de vibración: hasta 60 Hz
- Amplitud: ajustable hasta 16 mm
- Potencia nominal: 25 W

Batería y alimentación:

- Voltaje nominal: 21.9 V
- Capacidad de la batería: 2600 mAh

Adaptador de corriente:

- Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
- Salida: 5V – 3A

Funciones adicionales:

- Temporizador inteligente de 10 minutos
- Interruptor de encendido/apagado para controlar el funcionamiento
- Cabezales de masaje intercambiables

Póliza de garantía

High Performance Recovery, S.A. de C.V garantiza este producto por tres meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo la siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a su vendedor autorizado o enviar un correo que se indique en esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones y accesorios.
2. High Performance Recovery, S.A. de C.V. Se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontraba con falla sin ningún cargo para el consumidor siempre que el daño sea un error de fabricación.
3. Deberá de presentar el producto con todas sus partes y el comprobante de compra, factura o nota.
4. El tiempo de reparación no excederá de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de su correo o llamada solicitando ser efectiva su garantía.

5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

Si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales.

Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.

Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados.

6. Limitaciones de la Garantía:

Si no presenta la factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.

Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.

Si ha sido utilizado con fines comerciales, de presentación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente para uso personal.

Daños en equipo y partes de apariencia.

Rotura de piezas por mal manejo.

Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocados por cortocircuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.

Daños por uso de partes que no sean genuinas.



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.

Para otros problemas o dudas, contacta:



✉ **Email:** hola@rhino-performance.com

☎ **Atención al cliente:** 55 1839 3224